



# FINGER EXTENSION 00FW01 SERIES



Code of Practice AB  
Brunnsgatan 48,  
553 13 Jönköping,  
Sweden

**APPLICAZIONE** — con i fili curvi laterali prossimali, far scorrere il dito nella stecca. Posizionare la banda distale a o prossimale al giunto DIP. Pad dorsale prossimale al giunto PIP. Banda prossimale a testa metacarpale

**PER** facilitare la calza-spremento delicatamente le estremità della stecca verso l'altro leggermente, si aprirà lo spazio tra i pad e permette di scivolare dito in posizione corretta. UN

**REGOLARE** la forza di prolunga W/SPLINT rimosso (B) **AUMENTO**-le estremità della curvatura si allontano **DECREMENTO**-curvatura estremità verso l'altro

— Contattare immediatamente il proprio operatore sanitario se si riscontrano dolori, swelling, intorpidimento, scolorimento della pelle o domande o con-

**INDICAZIONI** — maggiore estensione del giunto PIP  
ControIndicato per contratture fisse — pazienti con pelle fragile. Non intatto.

**APPLICATION**—With curved lateral wires proximal, slide finger into splint. Position distal finger band at or proximal to DIP joint. Dorsal pad proximal to PIP joint.

## TO FACILITATE DONNING (A)

Gently squeezing ends of splint towards each other slightly, will open space between pads and allows finger to slide into proper position.

## ADJUST FORCE WITH SPLINT REMOVED (B)

Increase-bend ends away from each other. Decrease bend

**TO BE FIT BY A QUALIFIED HEALTHCARE PROFESSIONAL**—Qualified Healthcare Professional to provide use and wearing instructions/

—Immediately contact your healthcare professional if you are experiencing pain, swelling, numbness, skin discoloration, or have any questions or con-

## INDICATIONS—Increased PIP Joint Extension

Contraindicated for fixed contractures—Patients with fragile, non-intact skin.

**APPLICATION** — avec des fils latéraux incurvés proximal, glisser le doigt dans l'attelle. Positionner la bande de doigt distale à l'articulation ou proximale à DIP. Coussinet dorsal proximal au joint PIP. Bande proximale à la

**POUR** faciliter l'ENFILage — en serrant légèrement les extrémités de l'attelle l'une vers l'autre, ouvrira l'espace entre les coussinets et permettra au doigt de glisser dans

## AJUSTER la FORCE avec l'attelle ENLEVÉE (B)

Augmentation-plier se termine à partir de l'autre diminution de la courbure se termine vers l'autre

— Contactez immédiatement votre professionnel de la santé si vous éprouvez de la douleur, un gonflement, un engourdissement, une décoloration cutanée ou avez des questions ou des inquiétudes

**INDICATIONS** — extension du joint PIP accrue  
Contre-indiqué pour les contractures fixes — patients présentant une peau fragile. Non intact.

**APLICACIÓN** — con los alambres laterales curvos proximal, deslice el dedo en la férula. Coloque la banda distal del dedo en o proximal para SUMERGIr la articulación. Almohadilla dorsal proximal a la Junta PIP. Banda proximal en la cabeza del metacarpo.

**PARA** facilitar la colocación — apretando suavemente los extremos de la férula hacia el otro ligeramente, se abrirá espacio entre las almohadillas y se permitirá que el

Ajuste la fuerza de extensión W/SPLINT QUITADO (B) **AUMENTO**: los extremos de plegado se alejan entre sí

**PARA** ser CABIldo por un profesional médico calificado Profesional de la salud calificado para proporcionar uso y

— Comuníquese inmediatamente con su profesional de la salud si experimenta dolor, hinchazón, entumecimiento, decoloración de la piel o tiene alguna pregunta o pre-

— Póngase en contacto inmediatamente con su profesional de la salud si está experimentando dolor, swelling, entumecimiento, decoloración de la piel, o tiene alguna pregunta o concerns. No intacto.

**APPLICATION** — Mit gebogenen seitlichen Drähten proximal, slide Finger in Schienen. Position distales Fingerband an oder in der Nähe des DIP-Gelenks. Dorsal Pad proximal zu PIP-Gelenk. Proximalband am metakarpalen

**ZU** FACILITATE DONNING — sanft quetschen Enden der Schiene zueinander leicht, öffnet den Raum zwischen den Pads und ermöglicht es dem Finger, in die richtige Position zu gleiten. A

## ADJUST FORCE MIT SPLINT REMOVED (B)

Höhere Kurve endet von einander Verfall Enden zueinander

Um FIT BY BY A QUALIFIED HEALTHCARE PROFESSIONAL  
Qualifizierte Healthcare Professional, um den Einsatz und das Tragen von Aufbildern zu liefern.

**INDICATIONS** — erhöhte gemeinsame Erweiterung von PIP  
Kontraindiziert für feste Kontrakturen — Patienten mit zerbrechlicher Haut. Nicht intact.